





Oversikt over desinfeksjonsmidler til bruk ved St Olavs hospital;  
VirKon, PeraSafe, Overflatedesinfeksjonssprit, LifeClean og OxyWipe

	 <b>VirKon</b> <b>(Pentakalium-bis(peroksi-monosulfat)- bis(sulfat))</b>	 <b>PeraSafe</b> <b>(pereddiksyre)</b>	 <b>Overflate-</b> <b>desinfeksjonssprit</b>	 <b>LifeClean</b> <b>(klordioksid)</b>
<b>PRIS PER LITER</b>	Kr 5,50	Kr 17,33		Kr 52,80
<b>EFFEKT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegetative bakterier (unntatt mykobakterier og sporer)</li> <li>• Sopp</li> <li>• Virus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegetative bakterier inkludert mykobakterier og Clostridium difficile</li> <li>• Sopp</li> <li>• Virus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegetative bakterier, virus, sopp også mykobakterier.</li> <li>• Inaktiverer Hepatitt B-virus og HIV-virus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegetative bakterier</li> <li>• Virus (bl.a. <i>norovirus</i>)</li> <li>• Sopp</li> <li>• Mycobakterier</li> <li>• Sporer (bl.a. <i>Clostridium difficile</i>)</li> </ul>
<b>BRUKSOMRÅDE</b>	<p>Til generell desinfeksjon av utstyr og flater.</p> <p><b>Gjelder ikke mykobakterier og clostridium difficile.</b></p>	<p>Primært til desinfeksjon av instrumenter, men også på overflater der det påvist eller mistanke om mykobakterier og clostridium difficile.</p>	<p>Kun egnet til desinfeksjon av synlig rene flater og gjenstander, og små flekker av søl.</p> <p><b>Gjelder ikke til norovirus og clostridium difficile.</b></p>	<p>Til generell desinfeksjon av utstyr og flater.</p>
<b>UTBLANDING AV BRUKSLØSNING</b>	<p>Beskyttelsesutstyr: Øyebeskyttelse, nitrilhansker og munnbind.</p> <p>1 tablett tilsettes i ½ liters flaske fylt med lunkent vann</p>	<p>Beskyttelsesutstyr: Vernebriller, munnbind og nitrilhansker anvendes ved håndtering av pulveret. Pulver fra 1 dosepose a 16,2 gram tilsettes 1 liters flaske fylt med lunkent vann.</p>	Ingen utblanding	Ingen utblanding
<b>HOLDBARHET Løsningen merkes med dato og utblanding</b>	<p>Bruksløsningen varer 5 døgn og skiftes ved synlig forurensning.</p>	Bruksløsningen har 24 timers holdbarhet.	Holdbar så lenge korken er på.	<p>Åpnet flaske holdbar i 4 uker fra åpningsdato i romtemperatur. I åpent kar holdbar 3 timer. Uåpnet flaske holdbar i 6 måneder i romtemperatur. NB: se best før dato.</p>
<b>VIRKETID</b>	<p>Ikke synlige forurensete flater og rengjort utstyr: 10 min.</p> <p>Synlig forurensete utstyr og flater: 30 min.</p>	<p><b>Utstyr/instrumenter og flater skal være synlig ren/rengjort på forhånd.</b></p> <p>Virketid: 10 min</p>	<p><b>Utstyr og flater skal være synlig ren/rengjort og må være tørr før alkohol påføres!</b> Spriten påføres i så stor mengde at det blir en synlig væskefilm som varer minst 2 min, evt påfør 2 ganger.</p>	<p><b>Utstyr/instrumenter og flater skal være synlig ren/rengjort på forhånd</b></p> <p><b>Virketid: 2 minutter</b></p>

<b>DESINFEKSJON AV IKKE SYNLIGE FORURENSEDE FLATER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskyttelsesutstyr: Nitrilhansker</li> <li>Bearbeid overflatene grundig med ren klut fuktet med VirKon bruksløsning.</li> <li>Virketid 10 minutter.</li> <li>Ettertørk med våt klut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskyttelsesutstyr: Nitrilhansker</li> <li>Bearbeid overflatene grundig med ren klut fuktet med PeraSafe bruksløsning.</li> <li>Virketid 10 minutter.</li> <li>Ettertørk med våt klut.</li> </ul>	Påfør rikelig med sprit, la den fordampe. Eventuelt påfør 2 ganger slik at virketiden blir minst 2 minutter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskyttelsesutstyr: Nitrilhansker</li> <li>Bearbeid overflatene grundig med ren klut fuktet med LifeClean.</li> <li>Virketid 2 minutter.</li> </ul>
<b>FLEKK-DESINFEKSJON (Desinfeksjon av synlig forurensete flater.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskyttelsesutstyr: nitrilhansker, eventuelt beskyttelsesfrakk og eventuelt munnbind.</li> <li>Alt synlig søl fjernes med tørkepapir gjerne fuktet med VirKon*.</li> <li>Bearbeid flaten grundig med ren klut fuktet med VirKon bruksløsning.</li> <li>Virketid 10 min.</li> <li>Ettertørk med våt klut</li> </ul> <p>Dersom sølet ikke lar seg fjerne før desinfeksjon eller har tørket inn må området fuktes og virke i 30 min. Ettertørk med våt klut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskyttelsesutstyr: nitrilhansker, eventuelt beskyttelsesfrakk og munnbind.</li> <li>Alt synlig søl fjernes med tørkepapir gjerne fuktet med PeraSafe*.</li> <li>Bearbeid flaten grundig med ren klut fuktet med PeraSafe bruksløsning.</li> <li>Virketid på 10 min, overflaten holdes fuktig denne tiden.</li> <li>Ettertørk med våt klut.</li> </ul>	<b>Kun egnet til å tørke av små flekker med søl.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beskyttelsesutstyr: nitrilhansker</li> <li>Fjern sølet med tørkepapir fuktet med vann eventuelt såpe.</li> <li>Når området er tørt desinfiser området med tørkepapir/klut godt fuktet med desinfeksjonssprit (synlig væskefilm). Spriten skal fordampe. Eventuelt påfør desinfeksjonsmidlet igjen slik at virketiden til sammen blir minst 2 min.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beskyttelsesutstyr: nitrilhansker, evt. beskyttelsesfrakk og munnbind.</li> <li>Alt synlig søl fjernes med tørkepapir.</li> <li>Bearbeid flaten grundig med ren klut fuktet med LifeClean. Det skal være synlig væskefilm, men ikke «dryppvåt».</li> <li>Virketid på 2 min.</li> </ul>
<b>Avfall ved flekkdesinfeksjon</b>	*Avfall som er omfattende kontaminert med blod, sårveske eller andre kroppsvæsker skal håndteres som smitteavfall. Med omfattende kontaminering menes at det kan sive væske fra avfallet dersom det går hull på emballasjen. Avfall med små mengder søl, utgjør ingen vesentlig smitterisiko og kan kastes som vanlig avfall.			
<b>DESINFEKSJON AV UTSTYR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legg utstyret i bruksløsningen slik at det dekkes helt.</li> <li>Virketid ved ikke synlig forurensning er 10 min, synlig forurenset utstyr 30 min.</li> <li>Skyll godt med rent vann</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synlig forurenset utstyr skal rengjøres før desinfeksjon.</li> <li>Legg utstyret i bruksløsningen slik at det dekkes helt med en virketid på 10 min.</li> <li>Skyll godt med rent vann.</li> </ul>	Påfør rikelig med sprit, la den fordampe. Eventuelt påfør 2 ganger slik at virketiden blir minst 2 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengjør utstyret på forhånd. Fjern synlig forurensning og organisk materiale.</li> <li>Utstyr som kan dynkes legges i beholder og dekkes til med LifeClean direkte fra flaske.</li> <li>Utstyr som må desinfiseres med klut følger instruks for overflater.</li> <li>Virketid 2 minutter.</li> <li>Utstyr som er i kontakt med slimhinner skylles/vaskes av med rent vann og tørkes godt. Utstyr som er i kontakt med luftveiene skal skylles/vaskes av med sterilt vann.</li> </ul>
<b>ANMERKNING</b>	Brukes ikke til desinfeksjon av endoskop eller instrumenter fremstilt av mykmetaller.	Har kompatibilitet med alle typer materialer.		Har god kompatibilitet med de fleste typer materiale. Tørk av eller skyll overflaten med rent vann etter desinfeksjon etter påføring på stål, aluminium, glass og møbler med vinyltrekk. <u>Spesielt viktig på stålflater.</u>



**OxyWipe  
(hydrogenperoksid)**

<b>PRIS PER LITER</b>	Kr 115,- per pakke (100 kluter per pakke)
<b>EFFEKT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegetative bakterier</li> <li>• Mykobakterier og sporer (bl.a. <i>Clostridium Difficile</i>)</li> <li>• Sopp</li> <li>• Virus</li> </ul>
<b>BRUKSOMRÅDE</b>	<p><b>Kluter</b> til generell desinfeksjon av utstyr og flater. Inneholder tensider (såpe) i tillegg til desinfeksjonsmiddel.</p> <p><b>Gjelder ikke norovirus.</b></p>
<b>UTBLANDING AV BRUKSLØSNING</b>	<p>Beskyttelsesutstyr: Nitrilhansker</p> <p>Ingen utblanding.</p>
<b>HOLDBARHET</b> <b>Løsningen merkes med dato og utblanding</b>	<p>Holdbar i 3 mnd. etter åpnet forpakning.</p> <p>Holdbar i 1 år etter produksjonsdato uåpnet.</p>
<b>VIRKETID</b>	<p>Ikke synlige forurensete flater og rengjort utstyr: 5 min.</p> <p>Synlig forurensete utstyr og flater: 5 min.</p>
<b>DESINFEKSJON AV IKKE SYNLIGE FORURENSEDE FLATER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskyttelsesutstyr: Nitrilhansker.</li> <li>• Tørk overflaten mekanisk i en S-bevegelse og sørg for at hele overflaten fuktes. Overflaten skal ikke berøres under virketiden</li> <li>• Virketid 5 min.</li> </ul>
<b>FLEKK-DESINFEKSJON</b> <b>(Desinfeksjon av synlig forurensete flater.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskyttelsesutstyr: Nitrilhansker.</li> <li>• Alt synlig søl fjernes med tørkepapir</li> <li>• Rengjør flaten før desinfeksjon med OxyWipe- klut eller ren mikrofiberklut.</li> <li>• Ta en ny klut for å desinfisere.</li> <li>• Tørk overflaten mekanisk i en S-</li> </ul>

	<p>bevegelse og sørg for at hele overflaten fuktes. Overflaten skal ikke berøres under virketiden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virketid 5 min.</li> </ul>
<b>Avfall ved flekkdesinfeksjon</b>	<p>*Avfall som er omfattende kontaminert med blod, sårveske eller andre kroppsvæsker skal håndteres som smitteavfall. Med omfattende kontaminering menes at det kan sive væske fra avfallet dersom det går hull på emballasjen.</p> <p>*Avfall med små mengder søl, utgjør ingen vesentlig smitterisiko og kan kastes som restavfall.</p>
<b>DESINFEKSJON AV UTSTYR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virketid 5. min.</li> <li>• For utstyr som skal benyttes på hud eller slimhinne anbefales det å fjerne ev. rester av desinfeksjonsmiddel med en godt fuktet klut eller fuktig ren kompress.</li> </ul>
<b>ANMERKNING</b>	<p>Unngå materialer som er sensitive for oksidative midler slik som kobber marmor, sink, sølvlegeringer og messing</p>